

Gene^{Frame}®

Katalogová čísla AB0576, AB0577, AB0578, AB0630, AB1244

Pub. Č. MAN0026663 Rev. A.0

Popis produktu

Gene^{Frame}® je plynotěsný těsnicí systém, který odolává teplotám až 97 °C a zabraňuje ztrátám činidla v důsledku odpařování, čímž zvyšuje spolehlivost hybridizace *in situ* a amplifikace *in situ*.

Gene^{Frame}® byl navržen pro použití se standardním mikroskopickým sklíčkem a umožňuje zpracovávat až 5 vzorků současně. Lepidla na obou stranách rámečků jsou různé silná. To znamená, že po odstranění krycího sklíčka se současně odstraní i rámeček, aniž by zůstaly lepidlové zbytky.

Obsah

Produkt	Cat. No.	Částka ^[1]
Gene ^{Frame} ®, 25 µl (1,0 × 1,0 cm)	AB0576	100 snímků
Gene ^{Frame} ®, 65 µl (1,5 × 1,6 cm)	AB0577	100 snímků
Gene ^{Frame} ®, 125 µl (1,7 × 2,8 cm)	AB0578	100 snímků

^[1] Každé balení Gene^{Frame}® a Multiwell Gene^{Frame}® je dodáváno se 100 standardními krycími sklíčky.

Omezená záruka na výrobek

Společnost Life Technologies Corporation a/nebo její přidružené společnosti poskytují záruku na své produkty, jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách prodeje společnosti Life Technologies na adrese www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte společnost Life Technologies na [adrese www.thermofisher.com/support](http://www.thermofisher.com/support).



Life Technologies Corporation | 5781 Van Allen Way | Carlsbad, Kalifornie 92008 USA

Informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI: V ROZSAHU POVOLENĚM ZÁKONEM SPOLEČNOST THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ, VÍCENÁSObNĚ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY V SOUVISLOSTI S TÍMTO DOKUMENTEM NEBO V DŮSLEDKU JEHO POUŽITÍ.

Důležité informace o licencích: Na tento produkt se může vztahovat jedna nebo více licencí pro omezené použití. Používáním tohoto produktu přijímáte podmínky všech platných licencí pro omezené použití štítků.

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Thermo Fisher Scientific a jejich dceřiných společností, pokud není uvedeno jinak.